

 Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it	SCHEDA TECNICA BASTONI IN LEGNO	Rev 00 Marzo 2010
---	---	---

AD-34B

Bastone Kent con fascia in alluminio blu

AD-34V

Bastone Kent con fascia in alluminio verde

AD-35

Bastone Derby

AD-36

Bastone Essex

AD-37

Bastone Oxford

Descrizione ed indicazioni

Bastoni in legno con puntali in gomma antiscivolo.
Ausili per la deambulazione.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Dati tecnici

Lunghezza 91 cm
Portata 100 kg

Pulizia

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 25 pezzi

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore **INTERMED srl**