



SCALDATI CON



Scegli il termoforo giusto per te tra i modelli disponibili





TERMOFORO

6 TEMPERATURE

LTK700

TERMOFORO

6 TEMPERATURE

SPECIFICHE TECNICHE

MISURA	40x30 cm
POTENZA	100W
VOLTAGGIO	220-240V
MATERIALE	100% poliestere



Spegnimento automatico dopo 90 min.

Per riaccendere l'apparecchio, posizionare l'interruttore del selettore della temperatura nella posizione "0", aspettare alcuni secondi, dopodiché selezionare di nuovo il livello di temperatura desiderato.

6 temperature

- Livello 1 **50°C***
- Livello 2 **53°C***
- Livello 3 **56°C***
- Livello 4 **59°C***
- Livello 5 **62°C***
- Livello 6 **65°C***

*Tolleranza $\pm 5^\circ\text{C}$





TERMOFORO CERVICALE

6 TEMPERATURE

LTK710

TERMOFORO CERVICALE

6 TEMPERATURE

SPECIFICHE TECNICHE

MISURA	63x42 cm
POTENZA	100W
VOLTAGGIO	220-240V
MATERIALE	100% poliestere



Tessuto lavabile max 30°

Display luminoso

Superficie extra morbida



Spegnimento automatico dopo 90 min.

Per riaccendere l'apparecchio, posizionare l'interruttore del selettore della temperatura nella posizione "0", aspettare alcuni secondi, dopodiché selezionare di nuovo il livello di temperatura desiderato.



Facile rimozione del cavo per il lavaggio

6 temperature

- Livello 1 **50°C***
- Livello 2 **53°C***
- Livello 3 **56°C***
- Livello 4 **59°C***
- Livello 5 **62°C***
- Livello 6 **65°C***

*Tolleranza $\pm 5^{\circ}\text{C}$





TERMOFORO A FASCIA

3 TEMPERATURE

LTK720



TERMOFORO A FASCIA 3 TEMPERATURE

SPECIFICHE TECNICHE

MISURA	29x69 cm
POTENZA	100W
VOLTAGGIO	220-240V
MATERIALE	100% poliestere



Tessuto lavabile max 30°

Superficie
extra morbida

Display
luminoso

3 temperature

- Livello 1 **53°C ***
- Livello 2 **59°C ***
- Livello 3 **65°C ***

*Tolleranza $\pm 5^{\circ}\text{C}$



Spegnimento automatico
dopo 90 min.

Per riaccendere l'apparecchio, posizionare l'interruttore del selettore della temperatura nella posizione "0", aspettare alcuni secondi, dopodiché selezionare di nuovo il livello di temperatura desiderato.



Facile rimozione del cavo
per il lavaggio





MANTELLA TERMICA CERVICALE E SPALLE

3 TEMPERATURE

LTK730

MANTELLA TERMICA CERVICALE E SPALLE

3 TEMPERATURE

SPECIFICHE TECNICHE

MISURA	60x62 cm
POTENZA	100W
VOLTAGGIO	220-240V
MATERIALE	100% poliestere

• Bottoni per regolare
la vestibilità



Tessuto lavabile max 30°

• Superficie
extra morbida



Facile rimozione del cavo
per il lavaggio

• Display
luminoso



Spegnimento
automatico
dopo 90 min.

Per riaccendere l'apparecchio,
posizionare l'interruttore del
selettore della temperatura nella
posizione "0", aspettare alcuni
secondi, dopodiché selezionare
di nuovo il livello di temperatura
desiderato.

CE



• 3 temperature



- Livello 1 **53°C***
- Livello 2 **59°C***
- Livello 3 **65°C***

*Tolleranza $\pm 5^\circ\text{C}$





MANTELLA TERMICA CERVICALE E SCHIENA

3 TEMPERATURE

LTK740

MANTELLA TERMICA CERVICALE E SCHIENA

3 TEMPERATURE

SPECIFICHE TECNICHE

MISURA	60x90 cm
POTENZA	100W
VOLTAGGIO	220-240V
MATERIALE	100% poliestere



Tessuto lavabile max 30°

Bottoni per regolare
la vestibilità

Display
luminoso



Spegnimento
automatico dopo 90 min.

Per riaccendere l'apparecchio, posizionare l'interruttore del selettore della temperatura nella posizione "0", aspettare alcuni secondi, dopodiché selezionare di nuovo il livello di temperatura desiderato.

Superficie
extra morbida

3 temperature

- Livello 1 **50°C***
- Livello 2 **55°C***
- Livello 3 **60°C***

* Tolleranza $\pm 5^\circ\text{C}$

Facile rimozione del cavo
per il lavaggio





MANTELLA TERMICA

3 TEMPERATURE

LTK750

SPECIFICHE TECNICHE

MISURA	150x100 cm
POTENZA	120W
VOLTAGGIO	220-240V
MATERIALE	100% poliestere

MANTELLA TERMICA

3 TEMPERATURE



Tessuto lavabile max 30°

Superficie extra morbida

3 temperature

- Livello 1 35°C*
- Livello 2 40°C*
- Livello 3 45°C*

*Tolleranza ± 5°C

Display luminoso



Spegnimento automatico dopo 90 min.

Per riaccendere l'apparecchio, posizionare l'interruttore del selettore della temperatura nella posizione "0", aspettare alcuni secondi, dopodiché selezionare di nuovo il livello di temperatura desiderato.



Facile rimozione del cavo per il lavaggio





GUANCIALE TERMICO

3 TEMPERATURE

LTK760

SPECIFICHE TECNICHE

MISURA	40x30 cm
POTENZA	100W
VOLTAGGIO	220-240V
MATERIALE	100% poliestere

GUANCIALE TERMICO

3 TEMPERATURE



Tessuto lavabile max 30°

Superficie extra morbida

Completamente sfoderabile



Facile rimozione del cavo per il lavaggio

Display luminoso



Spegnimento automatico dopo 90 min.

3 temperature

- Livello 1 **53°C***
- Livello 2 **59°C***
- Livello 3 **65°C***

*Tolleranza $\pm 5^\circ\text{C}$



Per riaccendere l'apparecchio, posizionare l'interruttore del selettore della temperatura nella posizione "0", aspettare alcuni secondi, dopodiché selezionare di nuovo il livello di temperatura desiderato.





www.morettispa.com

