

Rev. 00
Aprile 2012



Scheda tecnica

521-0-026

Termoforo per spalle e cervicale –
Bosotherm 1600



Codice	Descrizione
521-0-026	Termoforo per spalle e cervicale - Bosotherm 1600

Indicazioni	
Produttore	BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania

Indicazioni

Termoforo elettrico di forma ottimale per applicazione cervicale e sulle spalle.
Morbida superficie felpata: si indossa in modo confortevole.

Descrizione

Termoforo da 100 Watt a 3 livelli di temperatura. Spia luminosa di funzionamento.
Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall'attivazione.
Alimentazione a rete elettrica 220 V.
Protezione contro il surriscaldamento. Spegnimento automatico dopo 90 minuti di utilizzo.

Accessori presenti all'interno della confezione

521-0-026
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Potenza:	100 W
----------	-------

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Temperatura:	3 livelli di temperatura
Alimentazione:	a rete elettrica 220 V – 50Hz
Dimensioni:	56 x 52 cm

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Fodera: lavabile in lavatrice a massimo 30°.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

3 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142