

SCHEDA TECNICA N° 115

NOME PRODOTTO TIGER

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Lo scooter Tiger è il più veloce degli scooter wimed.
Motore da 300W con motoriduttore a 16:1, rendono lo scooter sportivo e divertente.
Design moderno.
Seduta con diverse regolazioni come schienale, braccioli e poggiatesta, come anche il piantone dello sterzo che può essere regolato in profondità.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
L4B	TIGER
S37-061-00100	Bauletto
S37-005-00201	Porta Bombola Ossigeno
S37-022-00100	Cestino posteriore
S37-005-00800	Portabastone

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
Wu's Tech Co., Ltd NO. 225 Yuan Peir St., Hsin-Chu, Taiwan	Drive Medical Limited Ainleys Industrial Estate Elland West Yorkshire England HX5 9JP

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	GRIGIO - ROSSO
Dimensioni	Ingombro larghezza: 73 cm Profondità totale: 160 cm Altezza sedile da terra: 70 cm Altezza sedile- pedana: 45 cm Altezza pedana terra: 22 cm Larghezza seduta: 46 cm Velocità massima: 15 km/h Pendenza massima: 6° Autonomia: 25-35 km Ruote anteriori: 100/55-10 Ruote posteriori: 100/55-10
Peso	140 KG
Portata massima	180 KG
Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 da 12 V 75 Ah Motore: 4 Poli da 1300W 16:1 Centralina: S-Drive 160A
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio