

Caratteristiche tecniche

- Telaio in acciaio.
- Ruota anteriore da 24" con copertura ad alta pressione.
- Braccetti di fissaggio regolabili in larghezza ed inclinazione.
- Cavalletto regolabile.
- Fanalino anteriore e segnalatore acustico.

Manopola di spinta per tetraplegici



EASYBIKE 8CR

Cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti interni, e freno a contropedale. Disponibile anche da bambino.

EASYBIKE 8F

Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva. Disponibile anche da bambino.

EASYBIKE 27

Cambio a 27 rapporti esterni e doppio freno con comando sulle manopole.

Fanalino anteriore



Ciclo computer



Per ragioni di sicurezza l'uniciclo Easybike può essere applicato solo su carrozzine con pedane non estraibili.

Scheda d'ordine

- ☐ EASYBIKE KID 8F
☐ EASYBIKE KID 8CR

- ☐ EASYBIKE 27
☐ EASYBIKE 8CR
☐ EASYBIKE 8F

-Modello carrozzina su cui applicare l'Easybike :



-Larghezza esterna dei tubi anteriori del telaio : (L) cm

-Altezza utilizzatore: cm

-Colore telaio: ☐ grigio metallizzato ☐ blu metallizzato
☐ nero brillante

NOTE PER L'APPLICAZIONE

Per trovare la giusta inclinazione dell'Easybike, i braccetti devono essere regolati in modo simmetrico e si deve usare come riferimento il segno sul dente (A) rispetto all'incavo (B). Inoltre si consiglia di regolare l'Easybike, applicata alla carrozzina, con le manopole che distino, in rotazione, 5 cm dalle gambe e 15 cm dal petto.



Optional

- ☐ Ciclo computer con fili:
☐ Specchietto retrovisore:
☐ Manopole per tetraplegici:

Colore diverso dallo standard:
(vedere catalogo "Colori")



Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____