

SCHEDA TECNICA N° 114

NOME PRODOTTO	SCOOTER S12 SPORT
---------------	-------------------

IMMAGINE

DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Il Vita S12 Sport, è la versione sportiva dello scooter Vita: offre in più di serie, un sedile avvolgente e cerchi in lega scuri.
Il manubrio è dotato di display a cristalli liquidi per permettere di informare sempre l'utilizzatore sul tempo di utilizzo, temperatura, velocità e distanza percorsa.
Doppia sospensione nella parte anteriore e un mono ammortizzatore posteriore.
Schienale, braccioli e poggiapiedi regolabili.
Manubrio permette la regolazione in profondità.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1421R9080	Scooter Vita S12S Sport Titanio
1421R9067	Scooter Vita S12S Sport Nero
94018036	Cestino posteriore
79094013	borsa posteriore
94219001	Cestino anteriore
94018058	Borsa + portabastone
CESM03G-S12 grigio	Capottina
94018069	Tendalino parasole
94088010	Portastampelle

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
S37-005-00800	Portabastone
94018027	Porta bombola ossigeno

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. NO. 6, ROAD 25, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG. TAIWAN R.O.C.408	Eurom-service ltd. Helmholtzstr. 2-9 D-10587 Berlin, Germany

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	NERO - TITANIO
Dimensioni	Ingombro larghezza: 72 cm Pronfodità totale: 153 cm Altezza sedile da terra: 70 cm Altezza sedile- pedana: 50 cm Altezza pedana terra: 20 cm Larghezza seduta: 56 cm Velocità massima: 15 km/h Pendenza massima: 6° Autonomia: 26 km Ruote anteriori: 100/60-8 Ruote posteriori: 115/55-8

Peso	145 KG
------	--------

Portata massima	160 KG
-----------------	--------

Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 da 12 V 75 Ah Motore: 4 Poli da 700W 20:1 Centralina: S-Drive 140A
-------------------------	--

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio