

SCHEDA TECNICA N° 112

NOME PRODOTTO SCOOTER VITA S12X

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Il S12X VITA, è il più sportivo degli scooter della gamma Wimed.
Lo scooter Vita è dotato di cerchi maggiorati in lega leggera a 5 razze, doppia sospensione frontale e mono ammortizzatore posteriore che garantiscono un'ottima guida per qualsiasi sfondo stradale.
Sedile e piantone dello sterzo regolabili.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1421R9022	Scooter Vita S21X
79094013	Borsa posteriore
94219001	Cestino anteriore

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. NO. 6, ROAD 25, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG. TAIWAN R.O.C.408	Eurom-service ldt. Helmholtzstr. 2-9 D-10587 Berlin, Germany

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ROSSO
Dimensioni	Ingombro larghezza: 79 cm Profondità totale: 162 cm Altezza sedile da terra: 75 cm Altezza sedile- pedana: 50 cm Altezza pedana terra: 25 cm Larghezza seduta: 50 cm Velocità massima: 15-18 km/h Pendenza massima: 6° Autonomia: 25-35 km Ruote anteriori: 120/60-8 Ruote posteriori: 160/40 -10
Peso	150 KG
Portata massima	160 KG
Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 da 12 V 75 Ah Motore: 4 Poli da 900W 25:1 Centralina: S-Drive 200A
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio